

お客様各位

株式会社トーショー

〒144-0033 東京都大田区東糀谷 3-8-8

エクアシールド バイアルアダプタ 13 mm (VA-13) 変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平素よりご愛用頂いております、閉鎖式薬剤移送システム『エクアシールド』のバイアルアダプタ 13 mm (VA-13) におきまして、下記のとおり製品変更を実施させていただきます。ご高配のほど、何卒宜しくお願ひ申し上げます。

他ラインナップ共々、引き続きご愛顧を賜りますよう何卒よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

記

【該当商品】

エクアシールド バイアルアダプタ 13 mm (VA-13)

【変更箇所】

スパイク部の形状を変更したことにより、従来品よりもバイアルへの装着にかかる力を軽減させました。併せてキャップ部の色を変更致しました。

【変更開始時期】

従来品の在庫がなくなり次第、順次切り替えさせていただきます。

【参考画像】

それぞれ左側が従来品、右側が新製品となっております。



キャップ部



スパイク部

以上